

LABORATORI DI IMMUNOEMATOLOGIA CATTINARA

Referente : Dott.ssa Monica BARCOBELLO - tel 040-399 4338 e-mail: monica.barcobello@asuits.sanita.fvg.it

CODICE	ESAME	Materiale ed anti coagulante	Numero Provette. Colore Tappo	orario invio routine	Giorni invio Giorni invio	Tempo di risposta routine gg=giorni lavorativi	Tempo di risposta richieste urgenti*	Prelievo conservazione trasporto	Preparazione del paziente ¹
90.49.3	RICERCA ANTICORPI ANTI-ERITROCITARI / TEST DI COOMBS INDIRETTO	sangue siero/EDTA	1 Giallo/Viola	entro le 10	dal lunedì al sabato	1 gg	1 ora eseguito in urgenza solo con richiesta trasfusionale	i campioni devono riportare:nome cognome e data di nascita del paziente e firma del responsabile del prelievo.	Standard
90.46.3	AGGLUTININE A FREDDO	Sangue-siero	1 Giallo	entro le 10	dal lunedì al sabato	2 gg	non previsto in urgenza	trasporto a 37° consegna entro 30 minuti	Standard
90.63.2	RICERCA ANTIGENI ERITROCITARI	Sangue EDTA	1 viola	entro le 10	dal lunedì al sabato	1 gg	non previsto in urgenza	i campioni devono riportare:nome cognome e data di nascita del paziente e firma del responsabile del prelievo.	Standard
90.58.2	TEST DI COOMBS DIRETTO	Sangue EDTA	1 viola	entro le 10	dal lunedì al sabato	1 gg	non previsto in urgenza	prelievo venoso, conservazione a temperatura ambiente se consegna entro 4 ore, conservazione a 2-6°C se consegna entro 24 ore.	Standard

¹**Preparazione del paziente Standard:** non occorre preparazione particolare, possibili pasti leggeri nelle ore che precedono il prelievo

LABORATORI DI IMMUNOEMATOLOGIA CATTINARA

CODICE	ESAME	Materiale ed anti coagulante	Numero Provette. Colore Tappo	orario invio routine	Giorni invio	Tempo di risposta routine gg=giorni lavorativi	Tempo di risposta richieste urgenti*	Prelievo conservazione trasporto	Preparazione del paziente ¹
90.65.3	GRUPPO SANGUIGNO ABO – Fenotipo Rh	Sangue-siero - Sangue EDTA	1 Viola + 1 gialla	Entro le 10	dal lunedì al sabato	1 gg	1 ora eseguito in urgenza solo con richiesta trasfusionale	i campioni devono riportare:nome cognome e data di nascita del paziente e firma del responsabile del prelievo.	Standard
90.49.2	IDENTIFICAZIONE SPECIFICITA' A.A. ERITROC.	Sangue-siero - Sangue EDTA	1 Viola + 1 gialla	entro le 10	dal lunedì al sabato	1 gg	non e' possibile stabilire il tempo di risposta	i campioni devono riportare:nome cognome e data di nascita del paziente e firma del responsabile del prelievo.	Standard
90.76.5	Test di Ham	Sangue EDTA	1 viola	entro le 10	dal lunedì al sabato SU APPUNTAMENTO	1 gg	non previsto in urgenza	prelievo venoso, conservazione a temperatura ambiente se consegna entro 4 ore, conservazione a 2-6°C se consegna entro 24 ore.	Standard
	Resistenze osmotiche eritrocitarie (ROE)	Sangue EDTA	1 viola	entro le 10	dal lunedì al sabato	1 gg	non previsto in urgenza	prelievo venoso, conservazione a temperatura ambiente se consegna entro 4 ore, conservazione a 2-6°C se consegna entro 24 ore.	Standard
90.77.1	Test kleihauer - betke	Sangue EDTA, feci, aspirato gastrico	1 viola	entro le 10	dal lunedì al sabato	1 gg	non previsto in urgenza	Campione biologico conservazione a temperatura ambiente	Standard
90.49.1	TitoloAb antieritrocitari	sangue siero/EDTA	1 Giallo/ viola	entro le 10	dal lunedì al sabato	1 gg	non previsto in urgenza	standard - i campioni devono riportare:nome	Standard

								cognome e data di nascita del paziente e firma del responsabile del prelievo.	
	Ricerca delle emolisine (Immuni anti-A e B)	sangue siero/EDTA	1 Giallo/ viola	entro le 10	dal lunedì al sabato	1 gg	non previsto in urgenza	standard - i campioni devono riportare:nome cognome e data di nascita del paziente e firma del responsabile del prelievo.	Standard
90.73.2	Cross-match	sangue siero/ EDTA	1 Giallo / viola	entro le 10	dal lunedì al sabato	1 gg	1 ora * eseguito in urgenza solo con richiesta trasfusionale	standard - i campioni devono riportare:nome cognome e data di nascita del paziente e firma del responsabile del prelievo.	Standard

¹**Preparazione del paziente Standard:** non occorre preparazione particolare, possibili pasti leggeri nelle ore che precedono il prelievo