

P.O. Ospedale di Cattinara

LABORATORIO DI PATOLOGIA DELL'EMOSTASI CATTINARA

Referente : Dott.ssa Paola PRADELLA - tel 040-399 4337 e-mail: paola.pradella@asuits.sanita.fvg.it

CODICE	ESAME	Materiale ed anti coagulante	Numero Provette. Colore Tappo	orario invio routine	Giorni invio	Tempo di risposta routine gg =giorni lavorativi	Tempo di risposta richieste urgenti	Prelievo conservazione trasporto	Preparazione del paziente ¹
90.75.4	Tempo di Protrombina PT / INR	Sangue citrato	1 Azzurro	Tao entro le 10 altri entro 14	tutti	Paz. Interni: 2 ore Paz. Esterni TAO : 4 ore Altri Paz esterni: 1 gg	45 min dal ricevimento	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard
90.76.1	Tempo di tromboplastina parziale / Ratio	Sangue citrato	1 Azzurro	entro le 14	tutti	Paz. Interni: 2 ore Paz. Esterni : 1 gg	45 min dal ricevimento	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard
90.65.1	Dosaggio Fibrinogeno	Sangue citrato	1 Azzurro	entro le 14	tutti	Paz. Interni: 2 ore Paz. Esterni : 1 gg	45 min dal ricevimento	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard

¹Preparazione del paziente Standard: non occorre preparazione particolare, possibili pasti leggeri nelle ore che precedono il prelievo

LABORATORIO DI PATOLOGIA DELL'EMOSTASI CATTINARA

CODICE	ESAME	Materiale ed anti coagulante	Numero Provette Colore Tappo	orario invio routine	Giorni invio	Tempo di risposta routine gg=giorni lavorativi	Tempo di risposta richieste urgenti	Prelievo conservazione trasporto	Preparazione del paziente ¹
90.57.5	Dosaggio AT	Sangue citrato	1 Azzurro	entro le 14	tutti	Paz. Interni: 2 ore Paz. Esterni : 1 gg	60 min dal ricevimento	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard
90.61.4	D Dimero	Sangue citrato	1 Azzurro	entro le 14	tutti	Paz. Interni: 2 ore Paz. Esterni : 1 gg	60 min. dal ricevimento	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard
90.46.5	Anticoagulante Lupus Like (LAC)	Sangue citrato	2 Azzurro	entro le 14	tutti	20 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard
90.72.2	Proteina C Anticoagulante funzionale	Sangue citrato	2 Azzurro	entro le 14	tutti	20 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard
90.72.5	Proteina S anticoagulante funzionale	Sangue citrato	2 Azzurro	entro le 14	tutti	20 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard

¹**Preparazione del paziente Standard:** non occorre preparazione particolare, possibili pasti leggeri nelle ore che precedono il prelievo

LABORATORIO DI PATOLOGIA DELL'EMOSTASI CATTINARA

CODICE	ESAME	Materiale ed anti coagulante	Numero Provette Colore Tappo	orario invio routine	Giorni invio	Tempo di risposta routine gg=giorni lavorativi	Tempo di risposta richieste urgenti	Prelievo conservazione trasporto	Preparazione del paziente ¹
90.77.2	Test di resistenza alla proteina C attivata (APC resistance)	Sangue citrato	2 Azzurro	entro le 14	tutti	20 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard
90.64.3	Dosaggio dei singoli Fattori Coagulazione (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII)	Sangue citrato	2 Azzurro	entro le 14	tutti	20 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard
	Fattore von Willebrand-Ricof	sangue citrato	1 Azzurro	entro le 14	tutti	20 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard
	Fattore von Willebrand-antigene	Sangue citrato	1 Azzurro	entro le 14	tutti	20 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard

¹**Preparazione del paziente Standard:** non occorre preparazione particolare, possibili pasti leggeri nelle ore che precedono il prelievo

LABORATORIO DI PATOLOGIA DELL'EMOSTASI CATTINARA

CODICE	ESAME	Materiale ed anti coagulante	Numero Provette. Colore Tappo	orario invio routine	Giorni invio	Tempo di risposta routine gg=giorni lavorativi	Tempo di risposta richieste urgenti	Prelievo conservazione trasporto	Preparazione del paziente ¹
90.53.2	Anticorpi anti-piastrine Sierici alloimmunità	Sangue - siero	1 Giallo	entro le 10	da lunedì a sabato	3 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso, conservazione a temperatura ambiente se consegna entro 4 ore, conservazione in frigorifero (2-6°C) se consegna entro 24 ore, previa centrifugazione	Standard
	Anticorpi anti-piastrine indotti da EPARINA (PF4/eparina)	Sangue - siero	1 Giallo	entro le 10	da lunedì a sabato	Paz. Interni: 3gg	5 ore per pazienti interni	Prelievo venoso, conservazione a temperatura ambiente se consegna entro 4 ore, conservazione della sola provetta tappo giallo in frigorifero (2-6°C) se consegna entro 24 ore, previa centrifugazione.	Prelievo NON da catetere eparinato
90.76.2	Aggregazione piastrinica	sangue citrato	4 Azzurro	entro le 11	Interni su appuntamento Martedì Per Esterni	Paz. Interni: 5 ore Paz. Esterni 2 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso, conservazione a temperatura ambiente se consegna entro 2 ore.	Notificare l'assunzione di farmaci
	Dosaggio attività anti Fattore X attivato (eparinemia)	sangue citrato	1 Azzurro	entro le 14	tutti	Solo pazienti interni: 12 ore	Solo pazienti interni: 60 min dal ricevimento	Prelievo venoso a 4 ore dalla somministrazione del farmaco. Per maggiori informazioni, riferirsi alla circolare della DS 764/P del 5-4-2012	Insieme al campione, inviare specifico modulo di richiesta compilato

	Dosaggio attività anti Fattore X attivato (dosaggio Rivaroxaban e Apixaban)	sangue citrato	1 Azzurro	entro le 14	tutti	Solo pazienti interni: 12 ore	Solo pazienti interni: 60 min dal ricevimento	Prelievo venoso a 3 ore dalla somministrazione del farmaco per la determinazione della massima concentrazione. Prelievo venoso immediatamente prima della somministrazione per la concentrazione minima (eventuale sovradosaggio)	Insieme al campione, inviare specifico modulo di richiesta compilato
	Dosaggio attività anti Fattore II (dosaggio Dabigatran)	sangue citrato	1 Azzurro	entro le 14	tutti	Solo pazienti interni: 12 ore	Solo pazienti interni: 60 min dal ricevimento	Prelievo venoso a 3 ore dalla somministrazione del farmaco per la determinazione della massima concentrazione. Prelievo venoso immediatamente prima della somministrazione per la concentrazione minima (eventuale sovradosaggio)	Insieme al campione, inviare specifico modulo di richiesta compilato

Nota importante per ricerche multiple di esami di approfondimento

90.72.2+ 90.72.5+ 90.77.2	PrC + PrS+ APCR	sangue citrato	2 Azzurro	Entro le 14	tutti	20 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard
90.72.2+ 90.72.5+ 90.77.2+ 90.46.5	PrC + PrS+ APCR + Lupus	sangue citrato	3 Azzurro	Entro le 14	tutti	20 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard
90.72.2+ 90.72.5+ 90.77.2+ FATTORI	PrC + PrS+ APCR + Fattori	sangue citrato	3 Azzurro	Entro le 14	tutti	20 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard

90.46.5+ FATTORI	Lupus + Fattori	sangue citrato	3 Azzurro	Entro le 14	tutti	20gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard
90.72.2+ 90.72.5+ 90.77.2+ 90.46.5+ FATTORI	PrC + PrS+ APCR + Lupus + Fattori	sangue citrato	4 Azzurro	Entro le 14	tutti	20 gg	non previsto in urgenza	Prelievo venoso senza prolungata stasi - provetta perfettamente riempita fino al segno - trasporto standard - consegna entro 5 ore	Standard

¹**Preparazione del paziente Standard:** non occorre preparazione particolare, possibili pasti leggeri nelle ore che precedono il prelievo